

歯ブラシ スペック・価格表

■大人用																			
品名	DENT.EX systema				Systema SP-T 歯ブラシ	DENT.EX systema genki	DENT.EX systema genki f	DENT.EX systema genki j	DENT.EX systema VibratoCare / DENT.EX systema VibratoCare 替えブラシ				DENT.EX Slimhead II				DENT. MAXIMA		
種類	42M	42H	44M	44H	9	12			9.5			本体セット コンパクトS コンパクトM ワンタフト 3S / 7 9.5 8.5 9.5 8.5				S	MS	M	
用毛	長さ(mm)	12				9	12			9.5			-				S	MS	M
	径 太さ(mm)	0.19				0.15	0.19			0.15			-				0.15	0.18	0.20
	径 (mil) (ご参考)	7.5				6	7.5			6			-				7	8	8
	材質	飽和ポリエステル樹脂 (ポリブチレンテレフタレート)				飽和ポリエステル樹脂 (ポリブチレンテレフタレート)	飽和ポリエステル樹脂 (ポリブチレンテレフタレート)			-			飽和ポリエステル樹脂 (ポリブチレンテレフタレート)				ナイロン	ナイロン	ナイロン
毛先	スーパーテーパー				スーパーテーパー	スーパーテーパー			-			スーパーテーパー				-	ラウンド	ラウンド	
ヘッド部	大きさ・植毛例 (70%縮尺)																		
	長さ(mm)	24.5	24.1	18.5	19.2	19.2	24.5	22.5	20.1	-				20	22.4	18.5	21.1		
	幅(mm)	8.1	8.6	8.1	9.2	9.2	14.4	12.2	11.2	-				外径 6	7.8	8.4	7.5		
	先端厚み(mm)	4.5				4.5	4.5			4			-				高さ 10	3.9	2.6
ネック部	長さ(mm)	42	42	46	45.3	45.3	55.5	57.5	59.9	-				62	76	45.6	49.5	53.9	
ハンドル部	長さ(mm)	98.5			105.5	105.5	110				-				143	111			110
	歯ブラシ全長(mm)	165	164.6	170	170	190	180	-				225	179			185			
	材質	ポリプロピレン(PP)				ポリプロピレン(PP)	ポリプロピレン(PP)			-				本体硬質部:ABS樹脂 本体ラバー部:ポリエステル・ポリアセチレン・SBC ブラシ部:ポリプロピレン(PP)				飽和ポリエステル樹脂 (透明ハンドル)	白色部:ポリアセチレン 着色部:SBC, TPC
カラー									-			-							
内装入数	20個				12個	12個			-			5個				20個	12個		
メーカー希望価格/個	300円				400円	400円			9,500円			800円(2個入)				290円	380円		

■部分清掃 ■インプラント ■美白 ■矯正 ■口腔ケア																			
品名	EX onetuft			DENT.EX ImplantCare			DENT.EX Brilliant V	DENT.EX Orthodontic				DENT.EX SULCUS	エラック510		エラック541				
種類	S	M	systema	US	OT	TR	8.5/10	R	U	T	P	9.5	ES	S	US	ES	S		
用毛	長さ(mm)	5 / 8		10.5	10	4.5 / 7.5	9.5	8.5/10	8~10	7.5~10.5	9.5	5~11	9.5	10		8			
	径 太さ(mm)	0.10	0.15	0.19	0.10	0.18	0.18	0.20	0.23	0.18	0.18	0.10	0.13	0.08	0.10	0.13			
	径 (mil) (ご参考)	4	6	7.5	4	7	7	8	9	7	7	4	5	3	4	5			
	材質	ナイロン			飽和ポリエステル樹脂 (ポリブチレンテレフタレート)	ナイロン		ナイロン	ナイロン				ナイロン	ナイロン		ナイロン			
毛先	-			スーパーテーパー	ラウンド	-	ラウンド	-				ラウンド	ラウンド		ラウンド				
ヘッド部	大きさ・植毛例 (70%縮尺)																		
	長さ(mm)	外径 5.8			18.5	外径 5.8	22	19.6	19.4	20	20.7	9.4	22	24.5	19.4				
	幅(mm)	-			8.1	外径 5.8	6.2	9.6	8.1	8.7	7.3	8	6.2	14.4	8.1				
	先端厚み(mm)	高さ 8.0			4.5	高さ 8.0	4.4	4.2	4.5	4	4.2	4.5	4.4	4.5	4.5				
ネック部	長さ(mm)	59.9			46	59.9	43	58.7	35.6	35.0	34.3	45.6	43	40.5	35.6				
ハンドル部	長さ(mm)	99.5			105.5	99.5	105	106.7	105				105	105		105			
	歯ブラシ全長(mm)	165.2			170	165.2	170	185	160				170	170		160			
	材質	ポリプロピレン(PP)			ポリプロピレン(PP)	ポリプロピレン(PP)	ポリプロピレン(PP)	ポリプロピレン(PP)				ポリプロピレン(PP)	ポリプロピレン(PP)		ポリプロピレン(PP)				
カラー																			
内装入数	20個			12個	12個			12個				20個	20個		20個				
メーカー希望価格/個	300円			300円	350円			300円				300円	320円		320円				

■子供用														■その他									
EX kodomo							EX kodomo Disney							DENT.EX				DENT.PD					
種類	11S	11M	12S	12M	13S	13M	14S	14M	11M	12M	13M	14M	1M	2M	3S	3M	3H	S	M	H	EH		
長さ(mm)	8.5	8	8.5	8	7.5	7	6	6	8	8	7	6	10				9.5	9.5	10.5	11	11	12	13
径 太さ(mm)	0.15	0.20	0.15	0.20	0.15	0.18	0.15/0.13	0.15	0.20	0.20	0.18	0.15	0.20				0.18	0.20	0.25	0.18	0.23	0.30	0.35
径 (mil) (ご参考)	6	8	6	8	6	7	交互6/5	6	8	8	7	6	8				7	8	10	7	9	12	14
材質	ナイロン							ナイロン							ナイロン				ナイロン				
フラット テーパー	ラウンド	フラット テーパー	ラウンド	フラット テーパー	ラウンド	フラット テーパー	ラウンド	ラウンド							ラウンド				ラウンド				
大きさ・植毛例 (70%縮尺)																							
長さ(mm)	21.7		20		17.2		16.8		21.7	20	17.2	16.8	26.3	25.6	22.6		28						
幅(mm)	7.8		8.7		8		7.8		7.8	8.7	8	7.8	9.7	9.4	9.4		10.5						
先端厚み(mm)	4				4				4.2				5										
長さ(mm)	41.1		36.4		31.2		44.2		41.1	36.4	31.2	39.2	38.7	34.4	32.4		30.5						
長さ(mm)	96.2		93.6		91.6		97		96.2	93.6	91.6	102	105	100		121.5							
長さ(mm)	159		150		140		158		159	150	140	158	170	160	155		180						
材質	ポリエチレンテレフタレート(PET)							ポリエチレンテレフタレート(PET)							ポリエチレンテレフタレート(PET)				AS樹脂				
カラー																							
内装入数	20個							20個							20個				20個				
メーカー希望価格/個	240円							240円							290円				250円				

歯間清掃用具 スペック・価格表

品名	DENT.EX歯間ブラシ/DENT.EX歯間ブラシ院内指導用										DENT.EX歯間ブラシlong/DENT.EX歯間ブラシlong&マイクロモーション専用替えブラシ					
種類	4S	SSS	SS	S	M	L	LL	SSS	SS	S	M	L	LL			
通過径(mm)	0.6~	0.7~	0.9~	1.2~	1.4~	1.6~	2.2~	0.7~	0.8~	1.2~	1.5~	2.0~	2.4~			
ワイヤー	径(mm)	0.20	0.23	0.25			0.30	0.40	0.23	0.25		0.30		0.40		
	材質	SAワイヤー						SAワイヤー								
用毛	径(mm)	0.05	0.06			0.08		0.10	0.06		0.08		0.10			
	径 (mil) (ご参考)	2	2.5			3		4	2.5		3		4			
材質	ナイロン						ナイロン									
毛切形状	テーパー															
植毛長	先端(mm)	1.8	2.0	2.5	3.0	4.5	6.5	1.8	2.0	2.5	3.0	4.5	6.5			
	後端(mm)	2.0	2.5	3.5	4.5	6.0	7.0	2.0	2.5	3.5	4.5	6.0	7.0			
	植毛部全長(mm)	10						12	10	12						
ハンドル部長さ(mm)	85												170/-			
カラー																
内容量	DENT.EX歯間ブラシ 4本入 / 同院内指導用 40本入													longホルダー1本、ブラシチップ3個入 / 替えブラシ3本、ブラシチップ4個、long用マイクロモーション用キャップ各1個		
内装入数	DENT.EX歯間ブラシ 10個 / 同院内指導用 -													long 20個 / 替えブラシ 20個		
メーカー希望価格/個	DENT.EX歯間ブラシ 500円 / 同院内指導用 -													long 470円 / 替えブラシ 400円		

品名	DENT.EX ウルトラフロス						DENT.e-floss			
種類	S3	S10	院内指導用S40	M3	M10	院内指導用M40				
フィラメント	高強度ポリエチレン(テクミロン)						ナイロン			
1本あたりの太さ	φ0.037mm						-			
フィラメント本数	50本			100本			288本			
太さ	-			-			膨潤前:約0.3~0.4×1.0mm 膨潤後:約2.0mm			
内容量	3本入	10本入	40本入	3本入	10本入	40本入	40m			
内装入数	20個	10個	-	20個	10個	-	12個			
メーカー希望価格/個	200円	490円	-	200円	490円	-	380円			

歯ブラシの「毛の硬さ」当社表示と品質表示の違い

DENT.EX SlimheadIIを例にあげると、当社の商品名表示では毛腰の強さの感触で、S (soft)、M (medium)、H (hard)の三種類に分けられています。一方、パッケージ記載の家庭用品品質表示法に基づく表示を見ると、Sは「ふつう」で、MとHはいずれも「かため」と表示しています。

当社の商品名表示

歯ブラシとして使った場合の感触を示すもので、実際の使用感に合わせてS(soft)、MS(medium soft)、M(medium)、H(hard)に分類。

家庭用品品質表示法に基づく表示

歯ブラシの毛の長さを7.00mm ±0.15mmに水平に切りそろえ、これを圧縮する際に測定される力の大きさにより「やわらかめ」、「かため」、「かため」に分類。

このように、実際に使った場合の感触で設計した歯ブラシの分類が、毛の長さを一律に規定通りにカットする家庭用品品質表示法の分類では、Sが「ふつう」になったり、MとHが同じ「かため」となってしまうケースがあります。

※1 1mil=0.0254mm(1/1000インチ)
 ※内容は予告なく変更されることがあります。 ●価格には、消費税は含まれておりません。
 2017年12月1日現在