

## 歯ブラシ スペック・価格表

		■大人用																					
品名	種類	DENT.EX systema				Systema AX		Systema SP-T 歯ブラシ	DENT.EX systema genki	DENT.EX systema genki f	DENT.EX systema genki j	DENT.EX systema VibratoCare / DENT.EX systema VibratoCare 替えブラシ				DENT.EX Slimhead II							
		42M	42H	44M	44H	44M	45M					本体セット	コンパクトS	コンパクトM	ワンタフト	33S	33M	33H	34S	34M	34H		
用毛	長さ(mm)	12				10.3		9	12				9.5				-						
	径	0.19				0.18		0.15	0.19				0.15				-						
	径 <sup>※1</sup> (mil)(ご参考)	7.5				7		6	7.5				6				-						
	材質	飽和ポリエステル樹脂 (ポリブチレンテレフタレート)				飽和ポリエステル樹脂 (ポリブチレンテレフタレート)		飽和ポリエステル樹脂 (ポリブチレンテレフタレート)	飽和ポリエステル樹脂 (ポリブチレンテレフタレート)				-				ナイロン						
毛先	スーパーテーパー				スーパーテーパー		スーパーテーパー	スーパーテーパー				-				ラウンド							
ヘッド部	大きさ・植毛例 (60%縮尺)																						
	長さ(mm)	24.5	24.1	18.5	19.2	19.7	15.7	19.2	24.5	22.5	20.1	-				20	-						
	幅(mm)	8.1	8.6	8.1	9.2	8.2	9.7	9.2	14.4	12.2	11.2	-				11	-						
	先端厚み(mm)	4.5				2.6		4.5	4.5				-				5	-					
ネック部	長さ(mm)	42	42	46	45.3	53.4	57.3	45.3	55.5	57.5	59.9	-				62	76	-					
ハンドル部	長さ(mm)	98.5			105.5			107	105.5				110				100						
	歯ブラシ全長(mm)	165	164.6	170	180				170	190				180				-					
	材質	ポリプロピレン(PP)				白色部:ポリアセチル 着色部:SBC, TPC		ポリプロピレン(PP)	ポリプロピレン(PP)				本体硬質部:ABS樹脂 本体ラバー部:ポリエステル・ポリアセチル・SBC プラッシュ部:ポリプロピレン(PP)				飽和ポリエステル樹脂 (透明ハンドル)						
カラー																							
内装入数	20個				12個		12個	12個				-				5個	20個						
メーカー希望価格/個	300円				400円		400円	400円				9,500円				800円(2個入)				290円			

		■美白												■子供用								■その他							
品名	種類	EX kodomo								EX kodomo Disney				DENT.EX				DENT.PD											
		11S	11M	12S	12M	13S	13M	14S	14M	11M	12M	13M	14M	1M	2M	3S	3M	3H	S	M	H	EH							
DENT.EX Brilliant V	長さ(mm)	8.5	8	8.5	8	7.5	7	6	6	8	8	7	6	10				9.5	9.5	10.5	11	11	12	13					
	径	0.15	0.20	0.15	0.20	0.15	0.18	0.15/0.13	0.15	0.20	0.20	0.18	0.15	0.20				0.18	0.20	0.25	0.18	0.23	0.30	0.35					
	径 <sup>※1</sup> (mil)(ご参考)	6	8	6	8	6	7	6	6	8	8	7	6	8				7	8	10	7	9	12	14					
	材質	ナイロン								ナイロン				ナイロン				ナイロン											
毛先	フラットテーパー	ラウンド	フラットテーパー	ラウンド	フラットテーパー	ラウンド	フラットテーパー	ラウンド	ラウンド				ラウンド				ラウンド												
ヘッド部	大きさ・植毛例 (60%縮尺)																												
	長さ(mm)	19.6	21.7	20	17.2	16.8	21.7	20	17.2	16.8	26.3	25.6	22.6				28												
	幅(mm)	9.6	7.8	8.7	8	7.8	7.8	8.7	8	7.8	9.7	9.4	9.4				10.5												
	先端厚み(mm)	4.2	4				4				4.2				5														
ネック部	長さ(mm)	58.7	41.1	36.4	31.2	44.2	41.1	36.4	31.2	39.2	38.7	34.4	32.4				30.5												
ハンドル部	長さ(mm)	106.7	96.2	93.6	91.6	97	96.2	93.6	91.6	102	105	100				121.5													
	歯ブラシ全長(mm)	185	159	150	140	158	159	150	140	158	170	160	155				180												
	材質	ポリプロピレン(PP)								ポリエチレンテレフタレート(PET)				ポリエチレンテレフタレート(PET)				ポリエチレンテレフタレート(PET)				AS樹脂							
カラー																													
内装入数	12個	20個								20個				20個				20個											
メーカー希望価格/個	350円	240円								240円				290円				250円											

		■大人用			■部分清掃			■インプラント			■矯正			■口腔ケア						
品名	種類	DENT. MAXIMA			EX onetuft			DENT.EX ImplantCare			DENT.EX Orthodontic			DENT.EX SULCUS	エラック510		エラック541			
		S	MS	M	S	M	systema	US	OT	TR	R	U	T	P	ES	S	US	ES	S	
用毛	長さ(mm)	9			5 / 8			10.5	10	4.5 / 7.5	9.5	8~10	7.5~10.5	9.5	5~11	9.5	10		8	
	径	0.15	0.18	0.20	0.10	0.15	0.19	0.10			0.18	0.20	0.23	0.18	0.18	0.10	0.13	0.08	0.10	0.13
	径 <sup>※1</sup> (mil)(ご参考)	6	7	8	4	6	7.5	4			7	8	9	7	7	4	5	3	4	5
	材質	ナイロン			ナイロン			ナイロン			ナイロン			ナイロン	ナイロン	ナイロン		ナイロン		
毛先	ラウンド			-			ラウンド	-	ラウンド	ラウンド			ラウンド	ラウンド	ラウンド		ラウンド			
ヘッド部	大きさ・植毛例 (60%縮尺)																			
	長さ(mm)	21.1			外径 5.8			18.5	22	19.4	20	20.7	9.4	22	24.5	19.4		19.4		
	幅(mm)	7.5			高さ 8.0			8.1	外径 5.8	6.2	8.1	8.7	7.3	8	6.2	14.4		8.1		
	先端厚み(mm)	2.6			高さ 8.0			4.5	高さ 8.0	4.4	4.5	4	4.2	4.5	4.4	4.5		4.5		
ネック部	長さ(mm)	53.9			59.9			46	59.9	43	35.6	35.0	34.3	45.6	43	40.5		35.6		
ハンドル部	長さ(mm)	110			99.5			105.5	99.5	105	105			105	105	105		105		
	歯ブラシ全長(mm)	185			165.2			170	165.2	170	160			170	170	160		160		
	材質	白色部:ポリアセチル 着色部:SBC, TPC			ポリプロピレン(PP)			ポリプロピレン(PP)			ポリプロピレン(PP)			ポリプロピレン(PP)	ポリプロピレン(PP)	ポリプロピレン(PP)		ポリプロピレン(PP)		
カラー																				
内装入数	12個			20個			12個	12個			12個			20個	20個	20個		20個		
メーカー希望価格/個	380円			300円			300円	300円			300円			300円	320円	320円		320円		

## 歯間清掃用具 スペック・価格表

品名	種類	DENT.EX歯間ブラシ/DENT.EX歯間ブラシ院内指導用								DENT.EX歯間ブラシlong/DENT.EX歯間ブラシlong&マイクロモーション専用替えブラシ							
		4S	SSS	SS	S	M	L	LL	SSS	SS	S	M	L	LL			
通過径(mm)		0.6~	0.7~	0.9~	1.2~	1.4~	1.6~	2.2~	0.7~	0.8~	1.2~	1.5~	2.0~	2.4~			
ワイヤー	径(mm)	0.20	0.23	0.25			0.30	0.40	0.23	0.25			0.30	0.40			
	材質	SAワイヤー								SAワイヤー							
用毛	径(mm)	0.05	0.06			0.08		0.10	0.06		0.08			0.10			
	径 <sup>※1</sup> (mil)(ご参考)	2	2.5			3		4	2.5		3			4			
材質	ナイロン								ナイロン								
毛切形状		テーパー								テーパー							
植毛長	先端(mm)	1.8	2.0	2.5	3.0	4.5	6.5	1.8	2.0	2.5	3.0	4.5	6.5				
	後端(mm)	2.0	2.5	3.5	4.5	6.0	7.0	2.0	2.5	3.5	4.5	6.0	7.0				
	植毛部全長(mm)	10						12	10	12			12				
ハンドル部長さ(mm)	85								170/-								
カラー																	
内容量	DENT.EX歯間ブラシ 4本入 / 院内指導用 40本入								long <sup>※2</sup> ホルダー1本、ブラシチップ3個入 / 替えブラシ <sup>※3</sup> ブラシチップ4個、long用マイクロモーション用キャップ各1個								
内装入数	DENT.EX歯間ブラシ 10個 / 院内指導用 -								long 20個 / 替えブラシ 20個								
メーカー希望価格/個	DENT.EX歯間ブラシ 500円 / 院内指導用 -								long 470円 / 替えブラシ 400円								

※2 DENT.EX歯間ブラシlong ※3 DENT.EX歯間ブラシlong&マイクロモーション専用替えブラシ

品名	種類	DENT.EX ウルトラフロス						DENT.e-floss	
		S3	S10	院内指導用S40	M3	M10	院内指導用M40	ナイロン	
フィラメント	材質	高強度ポリエチレン(テクミロン)						ナイロン	
フロス束	1本あたりの太さ	φ0.037mm						-	
	フィラメント本数	50本			100本			288本	
膨潤前:約0.3~0.4×1.0mm 膨潤後:約2.0mm	太さ	-						-	
内容量		3本入	10本入	40本入	3本入	10本入	40本入	40m	
内装入数		20個	10個	-	20個	10個	-	12個	
メーカー希望価格/個		200円	490円	-	200円	490円	-	380円	

## 歯ブラシの「毛の硬さ」当社表示と品質表示の違い

DENT.EX SlimheadIIを例にあげると、当社の商品名表示では毛腰の強さの感触で、S (soft)、M (medium)、H (hard)の三種類に分けられています。一方、パッケージ記載の家庭用品品質表示法に基づく表示を見ると、Sは「ふつう」で、MとHはいずれも「かため」と表示しています。

**当社の商品名表示**

歯ブラシとして使った場合の感触を示すもので、実際の使用感に合わせてS(soft)、MS(medium soft)、M(medium)、H(hard)に分類。

**家庭用品品質表示法に基づく表示**

歯ブラシの毛の長さを7.00mm ±0.15mmに水平に切りそろえ、これを圧縮する際に測定される力の大きさに「やわらかめ」、「ふつう」、「かため」に分類。

このように、実際に使った場合の感触で設計した歯ブラシの分類が、毛の長さを一律に規定通りにカットする家庭用品品質表示法の分類では、Sが「ふつう」になったり、MとHが同じ「かため」となってしまうケースがあります。