

# DENT. EX 歯間ブラシ <sup>ロング</sup> long

「ロングホルダーの歯間ブラシ」。

歯周病メンテナンスの理想のフォームです。

※歯周病は歯肉炎、歯周炎の総称です。

じつくり的確な歯間ケアのために、しっかり握れて使いやすく  
長時間の使用でも疲れにくい、ロングホルダーをおすすめします。

## ブラシ仕様

### ■超合金SAワイヤー(特許)の採用

ワイヤーは曲がりやすく、耐久性にも優れています。

### ■12mmの植毛長

歯間通過感がより実感できる12mmとし、  
(SSSを除く)  
どの方向から歯間部に挿入しても確実な  
手応えが得られます。






### ■6タイプのスぺアブラシ

SSS φ 0.7mm ~	10.0 2.0 1.3	
SS φ 0.8mm ~	12.0 2.5 2.0	
S φ 1.2mm ~	12.0 3.5 2.5	
M φ 1.5mm ~	12.0 4.5 3.0	
L φ 2.0mm ~	12.0 6.0 4.5	
LL φ 2.4mm ~	12.0 7.0 6.5	

ブラシタイプは超極細の  
SSSから極太のLLまで  
6タイプを用意。  
狭い歯間部から広い空  
隙まで、あらゆる部位  
に対応できます。

### ■簡単なブラシ着脱

ブラシチップは樹脂の弾力性を  
生かした嵌合方式。取り付けは、  
ブラシチップを“カチッ”とホル  
ダーに差し込むだけ。外す場合  
は、ブラシチップ後部を押すこと  
で簡単に外れます。



### ■ブラシキャップつき

ブラシを保護し、衛生的に保管できます。

## ネック形状

### ■110°アングルネック


110°アングルネックで、口腔内のあらゆる  
部位にブラシが無理なく届きます。



## ロングホルダー

### ■高い操作性

手のひらにフィットし、しっかり握れるやや太めのホルダー。  
ブラシの向きが確実にコントロールでき、  
歯間部への挿入やブラッシングが的確に行えます。



微振動付与タイプのマイクロモーションが加わり  
さらに充実のラインナップ！

じっくり歯間を  
ケアしたい患者様に

## DENT. EX 歯間ブラシ long



手のひらにフィットするやや太めの  
ロングホルダーが  
歯周病のメンテナンスに最適。  
しっかり握れて使いやすく、  
長時間の使用でも  
疲れにくい設計です。



DENT. EX 歯間ブラシ long / SSS・SS・S・M・L・LL	
ホルダー1本・ブラシチップ3個・専用キャップ1個	
メーカー希望患者様向け価格	入数(内装)
470円	20個

※価格には消費税は含まれておりません。

より簡単に歯間ケアを  
行いたい患者様に

## DENT. EX 歯間ブラシ micro motion マイクロモーション

微振動するブラシが  
的確にプラークを除去します。  
大きなストロークが不要なので  
臼歯部などでも安全にケアできます。



DENT. EX 歯間ブラシマイクロモーション	
本体1個・専用キャップ1個 お試し用替えブラシ3個…SSタイプ(白)・Sタイプ(黄)・Mタイプ(青) モニター用単4乾電池1本・取扱説明書	
メーカー希望患者様向け価格	入数(内装)
1,900円	6個

※価格には消費税は含まれておりません。

専用  
替えブラシが  
お求めやす  
くなりました

大好評につき、ブラシチップを1個増量しました

## DENT. EX 歯間ブラシ long & micro motion 専用替えブラシ



DENT. EX 歯間ブラシ long & マイクロモーション 専用替えブラシ / SSS・SS・S・M・L・LL	
ブラシチップ4個 DENT. EX 歯間ブラシ long 用キャップ1個 DENT. EX 歯間ブラシ マイクロモーション 用キャップ1個	
メーカー希望患者様向け価格	入数(内装)
400円	20個

※価格には消費税は含まれておりません。

ライオン歯科材

検索

ライオン歯科材株式会社

〒130-8544 東京都墨田区横網1-2-22 ☎(03)3621-6183  
http://www.lion-dent.com

株式会社モリタ