

歯ブラシ スペック・価格表

		■大人用																		
品名	種類	Systema				Systema AX		Systema SP-T 歯ブラシ	DENT.EX systema genki	DENT.EX systema genki f	DENT.EX systema genki j	DENT.EX systema VibratoCare 替えブラシ		DENT.EX Slimhead II						
		42M	42H	44M	44H	44M	45M					コンパクトS	コンパクトM	33S	33M	33H	34S	34M	34H	
用毛	長さ(mm)	12				10.3		9	12		9.5	9		11		9.5	8.5	9.5	8.5	8.5
	径 太さ(mm)	0.19				0.18		0.15	0.19		0.15	0.15		0.19		0.18	0.20	0.18	0.20	0.20
	径 (mil) (ご参考)	7.5				7		6	7.5		6	6		7.5		7	8	7	8	8
	材質	飽和ポリエステル樹脂				飽和ポリエステル樹脂		飽和ポリエステル樹脂	飽和ポリエステル樹脂		飽和ポリエステル樹脂	飽和ポリエステル樹脂		ナイロン						
	毛先	スーパーテーパー				スーパーテーパー		スーパーテーパー	スーパーテーパー		スーパーテーパー	スーパーテーパー		ラウンド						
ヘッド部	大きさ・植毛例 (60%縮尺)																			
	長さ(mm)	24.5	24.1	18.5	19.2	19.7	15.7	19.2	24.5	22.5	20.1	20		22.4	18.5					
	幅(mm)	8.1	8.6	8.1	9.2	8.2	9.7	9.2	14.4	12.2	11.2	11		7.8	8.4					
	先端厚み(mm)	4.5				2.6		4.5	4.5		4	5		3.9						
	ネック部	長さ(mm)	42	42	46	45.3	53.4	57.3	45.3	55.5	57.5	59.9	62		45.6	49.5				
ハンドル部	長さ(mm)	98.5			105.5			107	105.5			110		111						
	歯ブラシ全長(mm)	165	164.6	170	180			170	190			82		179						
	材質	ポリプロピレン (PP)			白色部:ポリアセタール 着色部:SBC、TPC			ポリプロピレン (PP)	ポリプロピレン (PP)			ポリプロピレン (PP)		飽和ポリエステル樹脂 (透明ハンドル)						
カラー																				
内装入数	20個				12個		12個	12個			5個		20個							
メーカー希望価格/個	300円				400円		400円	400円			800円(2個入)		290円							

		■美白												■子供用						■その他									
品名	種類	EX kodomo								EX kodomo Disney				EX kodomo F		DENT.EX					DENT.PD								
		11S	11M	12S	12M	13S	13M	14S	14M	11M	12M	13M	14M	0~2才用	3~5才用	1M	2M	3S	3M	3H	S	M	H	EH					
用毛	長さ(mm)	8.5/10								8.5				8.5		6		10					11						
	径 太さ(mm)	0.15								0.20				0.15		0.13		0.20					0.18						
	径 (mil) (ご参考)	6								8				6		5		7					8						
	材質	ナイロン								ナイロン				ナイロン		ナイロン					ナイロン								
	毛先	ラウンド								ラウンド				ラウンド		ラウンド					ラウンド								
ヘッド部	大きさ・植毛例 (60%縮尺)																												
	長さ(mm)	19.6								21.7				20		17.2		26.3					28						
	幅(mm)	9.6								7.8				8		7.8		9.4					10.5						
	先端厚み(mm)	4.2								4				4		5		4.2					5						
	ネック部	長さ(mm)	58.7								41.1				36.4		31.2		29.8		38.7					30.5			
ハンドル部	長さ(mm)	106.7								96.2				93.6		97		65.3		105					121.5				
	歯ブラシ全長(mm)	185								159				150		140		158		170					180				
	材質	ポリプロピレン (PP)								ポリエチレンテレフタレート (PET)				ポリエチレンテレフタレート (PET)		本体:ポリプロピレン (PP) ラバー部:SBC、ポリプロピレン (PP)		ポリエチレンテレフタレート (PET)					AS樹脂						
カラー																													
内装入数	12個								20個				20個		6個		20個					20個							
メーカー希望価格/個	350円								240円				240円		250円		290円					250円							

		■大人用			■部分清掃			■インプラント			■矯正				■口腔ケア							
品名	種類	DENT. MAXIMA			DENT.EX onetuft			DENT.EX ImplantCare			DENT.EX Orthodontic				DENT.EX SULCUS	エラック510		エラック541				
		S	MS	M	S	M	systema	US	OT	TR	R	U	T	P	ES	S	US	ES	S			
用毛	長さ(mm)	9			5 / 8			11.7	10	4.5 / 7.5	9.5	8~10	7.5~10.5	9.5	5~11	9.5	10		8			
	径 太さ(mm)	0.15	0.18	0.20	0.10	0.15	0.19	0.10			0.18	0.20		0.23	0.18	0.18	0.10	0.13	0.08	0.10	0.13	
	径 (mil) (ご参考)	6	7	8	4	6	7.5	4			7	8		9	7	7	4	5	3	4	5	
	材質	ナイロン			ナイロン			飽和ポリエステル樹脂	ナイロン			ナイロン				ナイロン	ナイロン		ナイロン			
	毛先	ラウンド			-			スーパーテーパー	ラウンド	-	ラウンド	ラウンド				ラウンド	ラウンド		ラウンド			
ヘッド部	大きさ・植毛例 (60%縮尺)																					
	長さ(mm)	21.1			外径 5.8			18.5	外径 5.8			22	19.4	20	20.7	9.4	22	24.5		19.4		
	幅(mm)	7.5			-			8.1	6.2			8.1	8.7	7.3	8	6.2	14.4		8.1			
	先端厚み(mm)	2.6			高さ 8.0			4.5	高さ 8.0			4.4	4.5	4	4.2	4.5	4.4	4.5		4.5		
	ネック部	長さ(mm)	53.9			59.9			46	59.9	43	35.6	35.0	34.3	45.6	43	40.5		35.6			
ハンドル部	長さ(mm)	110			99.5			105.5	99.5			105	105				105	105		105		
	歯ブラシ全長(mm)	185			165.2			170	165.2	170	160				170	170		160				
	材質	白色部:ポリアセタール 着色部:SBC、TPC			ポリプロピレン (PP)			ポリプロピレン (PP)	ポリプロピレン (PP)			ポリプロピレン (PP)				ポリプロピレン (PP)	ポリプロピレン (PP)		ポリプロピレン (PP)			
カラー																						
内装入数	12個			20個			12個	12個			12個				20個	20個		20個				
メーカー希望価格/個	380円			300円			300円	300円			300円				300円	320円		320円				

歯間清掃用具 スペック・価格表

品名	種類	DENT.EX歯間ブラシ / DENT.EX歯間ブラシ院内指導用								DENT.EX歯間ブラシlong / DENT.EX歯間ブラシlong&マイクロモーション専用替えブラシ						DENT.EX歯間ブラシ NON WIRE / DENT.EX歯間ブラシ NON WIRE 院内指導用	
		4S	SSS	SS	S	M	L	LL	SSS	SS	S	M	L	LL	S~M		
通過径(mm)		0.6~	0.7~	0.9~	1.2~	1.4~	1.6~	2.2~	0.7~	0.8~	1.2~	1.5~	2.0~	2.4~	1.2~ / 1.5~		
ワイヤー	径(mm)	0.20	0.23	0.25		0.30		0.40	0.23	0.25		0.30		0.40	-		
	材質	SAワイヤー								SAワイヤー						-	
用毛	径(mm)	0.05		0.06	0.08			0.10	0.06		0.08		0.10		-		
	径 (mil) (ご参考)	2		2.5	3			4	2.5		3		4		-		
毛切形状	材質	ナイロン								ナイロン						-	
	テーパー	-								-						-	
植毛長	先端(mm)	1.8	2.0	2.5	3.0	4.5	6.5	1.8	2.0	2.5	3.0	4.5	6.5	1.6			
	後端(mm)	2.0	2.5	3.5	4.5	6.0	7.0	2.0	2.5	3.5	4.5	6.0	7.0	1.9			
	植毛部全長(mm)	10						12	10	12				12			
ハンドル部長さ(mm)	85								170 / -						85		
カラー																	
内容量	DENT.EX歯間ブラシ 4本入 / 同院内指導用 40本入								long:ホルダー1本、ブラシチップ3個入 / 替えブラシ:ブラシチップ4個、long用マイクロモーション用キャップ各1個						DENT.EX歯間ブラシ NON WIRE 4本入 / 同院内指導用 40本入		
内装入数	DENT.EX歯間ブラシ 10個 / 同院内指導用 -								long 20個 / 替えブラシ 20個						DENT.EX歯間ブラシ NON WIRE 10個 / 同院内指導用 -		
メーカー希望価格/個	DENT.EX歯間ブラシ 500円 / 同院内指導用 -								long 470円 / 替えブラシ 400円						DENT.EX歯間ブラシ NON WIRE 500円 / 同院内指導用 -		


※2 DENT.EX歯間ブラシlong ※3 DENT.EX歯間ブラシlong&マイクロモーション専用替えブラシ

品名	種類	DENT.EX ウルトラフロス						DENT.e-floss	
		S3	S10	院内指導用S40	M3	M10	院内指導用M40		
フィラメント	材質	高強度ポリエチレン(テクミロン)						ナイロン	
	1本あたりの太さ	φ0.037mm						-	
フロス束	フィラメント本数	50本			100本			288本	
	太さ	-			-			膨潤前:約0.3~0.4×1.0mm 膨潤後:約2.0mm	
内容量	3本入		10本入		40本入		3本入		
内装入数	20個		10個		-		20個		
メーカー希望価格/個	200円		490円		-		200円		

歯ブラシの「毛の硬さ」当社表示と品質表示の違い


DENT.EX SlimheadIIを例にあげると、当社の商品名表示では毛腰の強さの感触で、S (soft)、M (medium)、H (hard)の三種類に分けられています。一方、パッケージ記載の家庭用品品質表示法に基づく表示を見ると、Sは「ふつう」で、MとHはいずれも「かため」と表示しています。

当社の商品名表示



歯ブラシとして使った場合の感触を示すもので、実際の使用感に合わせてS (soft)、MS (medium soft)、M (medium)、H (hard)に分類。

家庭用品品質表示法に基づく表示



歯ブラシの毛の長さを7.00mm ±0.15mmに水平に切りそろえ、これを圧縮する際に測定される力の大きさにより「やわらかめ」、「かため」、「かため」に分類。

このように、実際に使った場合の感触で設計した歯ブラシの分類が、毛の長さを一律に規定通りにカットする家庭用品品質表示法の分類では、Sが「ふつう」になったり、MとHが同じ「かため」となってしまうケースがあります。