

デリケートな粘膜面をやさしく、心地よく、効率よくケアできる口腔粘膜ケア用ブラシ。

イラック510



ES(エクストラソフト): よりデリケートな口腔粘膜に。

S(ソフト): 痛みなどがなく潤いのある口腔粘膜に。

※ 残存歯の少ない方の歯ブラシとしても使用できます。




メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 320円

粘膜ケアのための柔らかい植毛と大きめヘッド

- 1 柔らかい植毛で、デリケートな粘膜面をやさしくケア。
- 2 大きめヘッドで、広い粘膜面を効率よくケア。
- 3 しなりのある毛丈と密毛で、心地よい使用感。
- 4 口腔内の状態に合わせて選べる2つのタイプ。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大) ハンドルカラー (1色)

ES、S共通



腫れや痛み、感覚過敏のある口腔内をやさしくすみずみまでブラッシングできる介助用歯ブラシ。

イラック541



US(ウルトラソフト): 腫れや痛みの激しい方に。歯みがきへの拒否の強い方に。

ES(エクストラソフト): 腫れや痛みのある方に。

S(ソフト): 腫れや痛みが軽度の方に。一般の歯ブラシへの移行期間に。



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 320円

介助磨きのための柔らかい植毛と小さめヘッド・スリムネック

- 1 炎症等による腫れや痛み、口腔内感覚過敏がある方にもやさしくブラッシングできる柔らかい植毛。
- 2 開口量の少ない方の口腔内もすみずみまでブラッシングできる、小さめヘッドとスリムネック。
- 3 口腔内の状態に合わせて選べるUS(ウルトラソフト)、ES(エクストラソフト)、S(ソフト)の3タイプ。
- 4 歯みがきへの拒否が強い方へのスムーズなケアをサポートする、やさしい磨き心地。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大) ハンドルカラー (1色)

US、ES、S共通



やさしく、衛生的に開口を維持して、口腔ケアをサポート。

イラックバイトチューブ



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 1,000円

- 1 弾力があり滑りにくいシリコン製。やさしい使い心地で安定した開口を維持でき、無歯顎の方にもお使いいただけます。
- 2 オートクレープ滅菌、煮沸消毒ができ、衛生的に繰り返し使えます。
- 3 開口量や噛み込みの強さに合わせて、そのままでも2つ折りにしても使えます。